

Поликлональное Антитело Кролика Против Ucp1 Для Wb, IHC-P, IF-P, Elisa - P25874

Артикул: CM0028632



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий UCP1 (термогенин), валидированное для WB, IHC-P, IF-P и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Рекомбинантный иммуноген, покрывающий аминокислоты 154-253. Идеально подходит для исследований митохондриального термогенеза и бурой жировой ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UCP1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	UCP; SLC25A7; UCP1
Вид	Человек
ID гена	7350
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 154-253 человеческого UCP1 (NP_068605.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P25874
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом