

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ucp1+Ucp3 Для If-P, Ihc-P, Elisa - P12242 / P56501

Артикул: CM0003584

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышинные UCP1 и UCP3, валидировано для IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с мышами и крысами. Идеально для исследований жировой ткани и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против UCP1+UCP3
Примечания/Альтернативные названия	AI385626; Slc25a7; Ucp; UCP1+UCP3
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	7350/7352
ID гена	22227/22229
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P12242/P56501
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом