

Поликлональные Кроличьи Антитела К Ucp2 Для Вб, Ифа - P55851

Артикул: CM0025067

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против UCP2 (разобщающего белка 2), валидированные для вестерн-блота и ИФА, реагирующие с человеческим, мышинным и крысиным белком. Для научных исследований в области митохондриального метаболизма, оксидативного стресса и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UCP2 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	UCPN; BMIQ4; SLC25A8; UCP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	7351
ID гена	7351
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 112-211 человеческого UCP2 (NP_003346.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55851
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Айс-бокс