

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ucp3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P55916

Артикул: CM0024687

введение

Кроличье поликлональное антитело против UCP3, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на митохондриальный разобщающий белок 3 массой 34 кДа, вовлеченный в ожирение, диабет и метаболическую регуляцию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UCP3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SLC25A9; UCP3
Вид	Человек
GeneID (человек)	7352
GeneID	7352
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого UCP3 (NP_073714.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55916
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом