

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Ufc1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Y3C8

Артикул: CM0007227



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-UFC1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Распознает UFC1 человека, мыши и крысы — ключевой E2-подобный фермент в пути уфмилирования. Подходит для исследований рециклинга рибосом, ответа на повреждение ДНК и ER-фагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к UFC1
Примечания/Альтернативные названия	NEDSG; HSPC155; UFC1
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	51506
Gene ID	51506
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 UFC1 человека (NP_057490.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3C8
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом