


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ufd1L Для Wb, Elisa — Q92890

Артикул: CM0025429



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий UFD1L (убиквитин-сляющий белок деградации 1), валидированная для Вестерн-блота и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Предназначено для исследований деградации, связанной с ЭПР, и пути убиквитина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UFD1L кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	UFD1L
Вид специфичность	Человек
ID гена (человек)	7353
ID гена	7353
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный сливающий белок, содержащий аминокислоты 1-307 человеческого UFD1L (NP_005650.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92890
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодовая упаковка