


Антитело Кролика Против Ufd1L (Поликлональное) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q92890

Артикул: CM0029689



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого UFD1L, подходящее для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. UFD1L участвует в деградации, ассоциированной с ЭПР, и регуляции митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UFD1L Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	UFD1L
Вид	Человек
GeneID (человек)	7353
GeneID	7353
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92890
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом