


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ufl1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - O94874

Артикул: CM0021580



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого UFL1 (E3 UFM1-протеин-лигаза 1). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК, ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований уфмилирования, стресса эндоплазматического ретикулума и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UFL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NLBP; RCAD; Maxer; KIAA0776; UFL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23376
GeneID	23376
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 601-794 человеческого UFL1 (NP_056138.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O94874
Молекулярный вес белка	90кДа
Доставка	В ледяном пакете