


Моноклональное Антитело Против Ufm1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P) И Ифа (Elisa) - P61960

Артикул: CM0002216



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого UFM1 (убиквитин-подобного модификатора 1). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения ufmylation при повреждении ДНК, стрессе эндоплазматического ретикулума и рециркуляции рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UFM1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51569
ID гена	51569
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-85 человеческого UFM1 (P61960).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61960
Молекулярный вес белка	9 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент