


Поликлональные Антитела К Ufm1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61960

Артикул: CM0021867



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому UFM1, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Используются в исследованиях уфмилляции, биологии рибосом и стресса эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UFM1 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	51569
ID гена	51569
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-63 человеческого UFM1 (NP_057701.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61960
Молекулярная масса	9 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом