


Поликлональные Антитела Против Ugdh Для Игх (Ihc-P) И Ифа - O60701

Артикул: CM0018574



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против UGDH (UDP-глюкоза 6-дегидрогеназа), валидированные для иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Полезны для исследований биосинтеза гликозаминогликанов и нейроразвивающих заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UGDH Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
Вид	Человек
GeneID (человек)	7358
GeneID	7358
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 165-494 человеческого UGDH (NP_003350.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60701
Молекулярная масса белка	55кДа
Доставка	С ледяным пакетом