


## Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ugdh Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60701

Артикул: CM0014653



### введение

Поликлональное антитело кролика против UGDH (UDP-глюкозо-6-дегидрогеназы), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Выявляет UGDH человека и мыши, ключевой фермент синтеза гликозаминогликанов, с расчетной молекулярной массой 55 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Название продукта         | UGDH Rabbit pAb                                  |
| Примечания/алиасы         | GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH |
| Вид                       | Человек                                          |
| GeneID (человек)          | 7358                                             |
| GeneID                    | 7358                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок                             |
| Источник                  | Кролик                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                          |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь                                    |
| SWISS                     | O60701                                           |
| Молекулярная масса белка  | 55 кДа                                           |
| Доставка                  | Пакет со льдом                                   |