

Поликлональное Антитело Против Ugt1A1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P22309

Артикул: CM0029039

введение

Это кроличье поликлональное антитело против человеческого UGT1A1 (SWISS: P22309) подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Валидировано для человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований UDP-глюкуронозилтрансферазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UGT1A1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	54658
ID гена	54658
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого UGT1A1 (NP_000454.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P22309
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом