

Поликлональное Антитело Против Ugt1A1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22309

Артикул: CM0017770

введение

Кроличье поликлональное антитело UGT1A1, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Определяет UDP-глюкуронозилтрансферазу 1A1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований метаболизма лекарств, конъюгации билирубина и токсикологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UGT1A1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54658
GeneID	54658
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого UGT1A1 (NP_000454.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22309
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом