

Анти-Ugt1A1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P22309

Артикул: CM0006840

введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого UGT1A1, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с крысиным. Актуально для исследований метаболизма лекарственных препаратов II фазы, конъюгации билирубина и глюкуронидации гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UGT1A1 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54658
ID гена	54658
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P22309
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	Сумка со льдом