

Поликлональные Антитела Против Ugt1A6 Для Вб, Ифа - P19224

Артикул: CM0023308

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого UGT1A6 (UniProt P19224) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживают эндогенный UGT1A6 в пробах человека и мыши. Подходит для исследований метаболизма лекарств и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UGT1A6 кроличье пАт
Примечания/Алиасы	GNT1, UGT1, HLUGP, UDPGT, UGT1A, UGT1C, UGT1E, UGT1F, HLUGP1, UGT-1A, UGT-1C, UGT-1E, UGT-1F, UGT1.1, UGT1.3, UGT1.5, UGT1.6, UGT1A1, UGT1A3, UGT1A5, UGT1-01, UGT1-03, UGT1-05, UGT1-06, UGT1A6S, hUG-BR1, UDPGT 1-6, UGT1A6
Вид	Человек
ID гена (человек)	54578
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 65–270 человеческого UGT1A6 (NP_001063.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19224
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Айс-пак