

Поликлональное Антитело Anti-Ugt1A6 Для Wb, Elisa - P19224

Артикул: CM0014950

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого UGT1A6 (SWISS: P19224). Валидировано для WB и ELISA, подходит для исследований метаболизма лекарственных средств и детоксикации. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к UGT1A6
Примечания/синонимы	GNT1; UGT1; HLUGP; UDPGT; UGT1A; UGT1C; UGT1E; UGT1F; HLUGP1; UGT-1A; UGT-1C; UGT-1E; UGT-1F; UGT1.1; UGT1.3; UGT1.5; UGT1.6; UGT1A1; UGT1A3; UGT1A5; UGT1-01; UGT1-03; UGT1-05; UGT1-06; UGT1A6S; hUG-BR1; UDPGT 1-6; UGT1A6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	54578
Идентификатор гена	54578
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 65–270 человеческого UGT1A6 (NP_001063.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P19224
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Пакет со льдом