

Поликлональные Антитела Против Ugt1A6 Для Wb, If-P, Elisa - P19224

Артикул: CM0020102

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого UGT1A6, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Подходят для образцов человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований метаболизма лекарств и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UGT1A6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	GNT1; UGT1; HLUGP; UDPGT; UGT1A; UGT1C; UGT1E; UGT1F; HLUGP1; UGT-1A; UGT-1C; UGT-1E; UGT-1F; UGT1.1; UGT1.3; UGT1.5; UGT1.6; UGT1A1; UGT1A3; UGT1A5; UGT1-01; UGT1-03; UGT1-05; UGT1-06; UGT1A6S; hUG-BR1; UDPGT 1-6; UGT1A6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54578
GeneID	54578
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 65-270 человеческого UGT1A6 (NP_001063.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19224
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка со льдом