


Кроличье Поликлональное Антитело Против Ugt2B10 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P36537

Артикул: CM0028693



введение

Кроличье поликлональное антитело против UGT2B10, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Распознает человеческий, мышинный и крысиный UGT2B10 (61 кДа), ключевую УДФ-глюкуронозилтрансферазу II фазы. Идеально для исследований метаболизма лекарств и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UGT2B10 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	UDPGT2B10; UGT2B10
Вид	Человек
GenelD (Человек)	7365
GenelD	7365
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36537
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом