

Поликлональное Антитело Против Ugt3A2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q3Sy77

Артикул: CM0030780

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого UGT3A2, UDP-гликозилтрансферазы, участвующей в метаболизме ксенобиотиков. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. UniProt: Q3SY77.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	UGT3A2 Кроличье pAb
Примечания/Алиас	UGT3A2
Вид	Человек
ID гена	167127
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-300 человеческого UGT3A2 (NP_777574.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q3SY77
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	В пакете со льдом