

Поликлональные Антитела Против Uhrf1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96T88

Артикул: CM0030537



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого UHRF1 (ICBP90/Np95), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для исследований в области эпигенетики, включая метилирование ДНК, модификации гистонов и биологию рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] UHRF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29128
GeneID	29128
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 672-793 человеческого UHRF1 (NP_037414.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96T88
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент