

## Поликлональное Антитело Против Uhrf1 Для Вб, Ифа — Q96T88

Артикул: CM0022604



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к UHRF1 для вестерн-блоттинга и ИФА, распознающее мишени человека и мыши. Необходимо для исследований метилирования ДНК и модификации хроматина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье поликлональное антитело к UHRF1                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; UHRF1                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                                                           |
| ИД гена                            | 29128 (Человек)                                                                                                   |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-260 человеческого UHRF1 (NP_001041666.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                           |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                     |
| SWISS                              | Q96T88                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 90 кДа                                                                                                            |
| Доставка                           | Холодовая упаковка                                                                                                |