

Кроличыи Моноклональные Антитела Anti-Uhrf1 Для Вб, Игг-П, Ифа - Q96T88

Артикул: CM0011823



введение

Кроличыи моноклональные антитела к человеческому UHRF1 (SWISS Q96T88). Реагируют с человеком, мышью, крысой. Валидированы для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Ключевой эпигенетический регулятор наследования метилирования ДНК и модификации хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КД] UHRF1 Кроличыи мКант
Примечания/Синонимы	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
Вид	Человек
ID гена (человек)	29128
ID гена	29128
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-260 человеческого UHRF1 (NP_001276981.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96T88
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	Сумка-холодильник