

Кроличья Поликлональная Антитела Против Uhrf2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Tmi3

Артикул: CM0023127

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против мышиногo UHRF2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектируют UHRF2 человека, мыши, крысы — ключевую E3 убиквитинлигазу в метилировании ДНК и регуляции клеточного цикла. Идеальны для исследований в области эпигенетики и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Uhrf2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	115426
GeneID	109113
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 76-359 мышиногo Uhrf2 (NP_659122.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7TMI3
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	В пакете со льдом