

Кроличьи Поликлональные Антитела К Uhrf2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q7Tmi3

Артикул: CM0015428

введение

Кроличьи поликлональные антитела к мышинному белку Uhrf2 (E3 убиквитин-протеин лигаза), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с мышинными и крысиными антигенами. Идеально подходит для изучения путей метилирования ДНК, регуляции клеточного цикла и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Uhrf2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
Вид антигена	Мышь
GeneID (человек)	115426
GeneID	109113
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 76-359 мышинного Uhrf2 (NP_659122.2).
Источник получения	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q7TMI3
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	В контейнере со льдом