

Анти-Uimc1 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96RL1

Артикул: CM0028450



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого UIMC1 (RAP80), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Иммуноген: N-концевые 1-150 а.к. Подходит для исследований повреждений и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UIMC1 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	RAP80; X2HRIP110; UIMC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51720
GeneID	51720
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого UIMC1 (NP_057374.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96RL1
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом