

Кроличье Моноклональное Антитело К Ulk1 (Фосфо S555) Для Вб, Иф/Икк, Ифа — O75385

Артикул: CM0001264



введение

Фосфо-ULK1-S555 кроличье моноклональное антитело специфически выявляет ULK1, фосфорилированный по остатку серина 555. Валидировано для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Реагирует с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходит для исследований аутофагии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ULK1-S555 кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8408
GeneID	8408
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области остатка S555 человеческого ULK1 (NP_003556.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75385
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Хладопакет