

Анти-ULK1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75385

Артикул: CM0019094



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого ULK1 (ATG1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышью. Для исследований аутофагии и нейрональной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ULK1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; ULK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8408
GeneID	8408
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого ULK1.
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O75385
Молекулярный вес белка	113кДа
Доставка	Сумка со льдом