

Поликлональное Антитело Против Ulk1/Ulk2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Elisa - O75385 / Q8Iyt8

Артикул: CM0024642



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческие ULK1 и ULK2 (O75385/Q8IYT8). Идеально подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ELISA в исследованиях аутофагии и нейрональной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ULK1/ULK2 Кроличье pAb
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8408/9706
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-283 человеческого ULK1/ULK2 (NP_003556.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75385/Q8IYT8
Доставка	В пакете со льдом