


Моноклональное Антитело Против Ulk3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q6Phr2

Артикул: CM0012073



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого ULK3, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Нацелено на серин/треониновую киназу, участвующую в сигнальном пути хеджhog и аутофагии. Реагирует перекрестно с человеческим и мышиным белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ULK3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ULK3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25989
GeneID	25989
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 373-472 человеческого ULK3 (Q6PHR2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6PHR2
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом