

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Ulk4 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — Q96C45

Артикул: CM0025289



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против псевдокиназы ULK4 человека, валидированы для применения в ВБ, ИФ/ИК и ИФА. Обнаруживают ULK4 у человека, мыши и крысы. Подходят для исследований в области нейробиологии и сигнального пути Hedgehog.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ULK4 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	FAM7C1; REC01035; ULK4
Вид	Человек
GeneID (человек)	54986
GeneID	54986
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-290 ULK4 человека (NP_060356.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96C45
Молекулярная масса белка	142 кДа
Доставка	Холодовой пакет