

Поликлональное Антитело Против Umps Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P11172

Артикул: CM0025259



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Umps (OPRT/ODC). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека. Детектирует полосу при 52 кДа. Идеально для исследований биосинтеза пиримидинов и разработки IVD тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UMPS Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	OPRT; Umps
Вид	Человек
GeneID (человек)	7372
GeneID	7372
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 181-480 человеческого Umps (NP_000364.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11172
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	В пакете со льдом