


Поликлональное Антитело Против Umrs Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P11172

Артикул: CM0017564



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого UMPS, валидировано для ВБ, ИФ/ИК и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований биосинтеза пиримидинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UMPS Rabbit pAb
Примечания/Альяс	OPRT; UMPS
Вид	Человек
ID гена (человек)	7372
ID гена	7372
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-260 человеческого UMPS (NP_000364.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11172
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодильный пакет