

Поликлональные Антитела Против Unc13D Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q70J99

Артикул: CM0014693



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого UNC13D (Munc13-4) для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышью. Валидированы для исследований экзоцитоза цитотоксических гранул и функций иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UNC13D Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FHL3, HLH3, HPLH3, Munc13-4, UNC13D
Вид	Человек
GeneID (Человек)	201294
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 891-1090 человеческого UNC13D (NP_954712.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q70J99
Молекулярный вес белка	123 кДа
Доставка	В ледяном пакете