

Поликлональное Антитело Кролика Против Unc50 Для Wb, Elisa — Q53Hi1

Артикул: CM0020441

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого UNC50, валидированное для WB и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. UNC50 участвует в экспрессии нейрональных никотиновых рецепторов и связывании РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UNC50 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	URP; GMH1; UNCL; HSD23; PDLs22; UNC50
Вид	Человек
GeneID (человек)	25972
GeneID	25972
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q53HI1
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом