

Поликлональное Антитело Против Unc93B1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H1C4

Артикул: CM0019945



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против UNC93B1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований врожденного иммунитета и сигналинга TLR. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для диагностических и исследовательских лабораторий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против UNC93B1 (pAb)
Примечания / Алиасы	IIAE1; UNC93; UNC93B; Unc-93B1; UNC93B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	81622
ID гена	81622
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 450-550 белка UNC93B1 человека (NP_112192.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9H1C4
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом