

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ubp1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ubr1

Артикул: CM0021710



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого UPB1 (бета-уреидопропионаза), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований деградации пиримидинов и метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UPB1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ВUP-1; UPB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51733
GeneID	51733
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого UPB1 (NP_057411.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBR1
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом