

Поликлональные Антитела Против Anti-Upf1/Rent1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q92900

Артикул: CM0015058



введение

Кроличьи поликлональные антитела против UPF1/RENT1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФА. Реагируют с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходят для исследований бессмысленно-опосредованного распада мРНК. Иммуноген: синтетический пептид. ~124 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UPF1/RENT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5976
GeneID	5976
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92900
Молекулярный вес белка	124 кДа
Доставка	В ледяном пакете