


Кроличья Поликлональная Антитела Против Upf2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - Q9Наu5

Артикул: CM0030644



введение

Кроличья поликлональные антитела против UPF2, ключевого регулятора nonsense-опосредованного распада мРНК. Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИП, ИФА. Реагируют с белками человека и мыши. Идеальны для исследований NMD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UPF2 Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26019
ID гена	26019
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1153-1272 белка UPF2 человека (NP_542166.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NAU5
Молекулярная масса белка	148 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом