


Кролиčky Поликлональные Антитела К Upf2 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau5

Артикул: CM0014498



введение

Высококачественные кролиčky поликлональные антитела к белку UPF2 человека (Q9HAU5), валидированные для методов WB, IHC-P, IP и ELISA. Идеально подходят для исследований нонсенс-опосредованного распада мРНК (NMD). Обладают перекрестной реактивностью с образцами человека и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky поликлональные антитела к UPF2
Примечания/Синонимы	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26019
GeneID	26019
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1153-1272 UPF2 человека (NP_542166.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9HAU5
Молекулярная масса белка	148 кДа
Условия транспортировки	Хладопакет