


Поликлональные Антитела К Upf3A Для Вестерн-Блота, Иф/Икк, Ифа — Q9N1J1

Артикул: CM0017955



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому UPF3A, подходящие для Вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (ИФ/ИКК) и иммуноферментного анализа (ИФА). Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Обнаруживают полосу с молекулярной массой 55 кДа; идеально подходят для исследований нонсенс-опосредованного деградации мРНК и транспорта РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UPF3A кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	UPF3; HUPF3A; RENT3A; UPF3A
Вид	Человек
ID гена (человек)	65110
ID гена	65110
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 327–476 человеческого UPF3A (NP_075387.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9N1J1
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодильный пакет