

Поликлональные Антитела Против Uprk1B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75841

Артикул: CM0026963

введение

Кроличы поликлональные антитела против Uprk1B, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий и мышиный уроплакин-1b (UPIB/TSPAN20), подходят для исследований эпителия мочевого пузыря и изучения уротелиальных бляшек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы rAb против Uprk1B
Примечания/Псевдоним	UPIB; Uprk1; TSPAN20; Uprk1B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7348
GeneID	7348
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-230 человеческого Uprk1B (NP_008883.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75841
Молекулярный вес белка	30 кДа
Доставка	В ледяном пакете