

Поликлональное Антитело Кролика Против Upk2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O00526

Артикул: CM0015412

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого Уроплакина-2 (UPK2), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Рекомбинантный белковый иммуноген (а.о. 85-155) обеспечивает специфичное детектирование. Идеально для исследований асимметричной единичной мембраны уротелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UPK2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	UP2; UPII; UPK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7379
GeneID	7379
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 85-155 человеческого UPK2 (NP_006751.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00526
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	В пакете со льдом