

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Upk3A Для Wb, If-P, Elisa — O75631

Артикул: CM0013397

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого UPK3A (уроплакин-3a). Валидировано для WB, IF-P, ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований дифференцировки уротелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против UPK3A
Примечания/синонимы	UP3A; UPK3; UP3III; UP3IIIA; UPK3A
Вид	Человек
ID гена (человек)	7380
ID гена	7380
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19–207 человеческого UPK3A (NP_008884.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75631
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет