

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Upk3В Для Wb, Elisa — Q9Bt76

Артикул: CM0020896

введение

Кроличье поликлональное антитело UPK3В, полученное у кролика и валидированное для WB и ELISA на образцах человека; мишенью является уроплакин-3b (Q9BT76). Идеально подходит для исследований АММ и дифференцировки уротелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело UPK3В
Примечания/синонимы	P35; UP3В; UP11В; UPK3В
Вид	Человек
GeneID (человек)	105375355
GeneID	105375355
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-200 человеческого UPK3В (NP_085047.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9BT76
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент