

Кроличья Моноклональная Антитело Против Upp1 Для Wb, Elisa — Q16831

Артикул: CM0002004



введение

Кроличья моноклональная антитело против UPP1 для Вестерн-блота (WB) и ELISA. Валидировано для человека, мыши и крысы. Направлена против уридинфосфорилазы 1 — ключевого фермента метаболизма пиримидинов, идеально подходит для исследования нуклеотидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к UPP1
Примечания/Алиасы	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7378
ID гена	7378
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого UPP1 (Q16831).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16831
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодильный пакет