

## Кроличыи Поликлональные Антитела K Anti-Upp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q16831

Артикул: CM0015534



### введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против уридинфосфорилазы 1 человека (UPP1). Подходят для вестерн-блоттинга и ИФА; обнаруживают белок массой 34 кДа, участвующий в метаболизме пиримидинов и синтезе нуклеотидов. Идеальны для исследований в области онкологии и метаболизма.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | UPP1 кролик pAb                                                                                                                  |
| Примечания/Псевдоним      | UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| ID гена (Человек)         | 7378                                                                                                                             |
| ID гена                   | 7378                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 89-173 UPP1 человека (NP_001274357.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                          |
| SWISS                     | Q16831                                                                                                                           |
| Молекулярный вес белка    | 34kDa                                                                                                                            |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                   |