

Поликлональное Антитело Против Uqcc2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Brt2

Артикул: CM0027353

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому UQCC2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Определяет UQCC2 человека, мыши, крысы; участвует в сборке митохондриального комплекса III и функции дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UQCC2 Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	M19; Cbp6; MNF1; MC3DN7; C6orf125; C6orf126; bA6B20.2; UQCC2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84300
ID гена	84300
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слиток, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 14-126 человеческого UQCC2 (NP_115716.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BRT2
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В пакете со льдом