


Поликлональные Антитела Anti-Uqcr10 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Udw1

Артикул: CM0016399



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий UQCR10 (субъединица комплекса III 9). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с человеком, мышью, крысой. Идеально подходят для исследований митохондриальной цепи переноса электронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UQCR10 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	QCR9, UCRC, HSPC051, HSPC119, HSPC151, UCCR7.2, UQCR10
Вид	Человек
GeneID (человек)	29796
GeneID	29796
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-63 человеческого UQCR10 (NP_037519.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UDW1
Молекулярная масса белка	7кДа
Доставка	Холодильный пакет