


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Uqcrb Для Wb, Elisa — P14927

Артикул: CM0017640



введение

Поликлональное антитело кролика к UQCRB, валидированное для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на субъединицу 7 митохондриального комплекса III, участвующую в переносе электронов и окислительном фосфорилировании. Поддерживает исследования митохондриальных заболеваний и дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UQCRB Rabbit pAb
Примечания/синонимы	QPC; QCR7; QP-C; UQBC; UQBP; UQPC; UQCR6; MC3DN3; UQCRB
Вид	Человек
GeneID (человек)	7381
GeneID	7381
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-111 человеческого UQCRB (NP_006285.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P14927
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Пакет со льдом